

A 310

Complément

pour la prise en charge optimale de 8 sabots de bloc opératoire.



- Pour une utilisation des les paniers supérieurs
- Pour accueillir 8 sabots de bloc OP jusqu'à la pointure 41
- Utilisable dans les paniers supérieurs A 101 et A 102

Code EAN: 4002515816349 / Numéro de matériel: 10632610 / Ancien Numéro de matériel: 69631000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc opératoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Capacité	
Sabots de bloc opératoire [nombre]	8
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 (75)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	16 (405)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	17 3/16 (435)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	16 3/4 (425)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	17 3/4 (450)
Poids net en lb (kg)	2 (0,50)
Poids brut en lb (kg)	2 (0,83)