

A 834

Gicleur à injection

pour un nettoyage optimal de divers instruments, en particulier les rectoscopes.



- Convient aux rectoscopes, douilles de trocart et autres charges
- Équipé d'un ressort d'ajustement en hauteur
- Pour un nettoyage impeccable grâce à des perforations latérales

Code EAN: 4002515940709 / Numéro de matériel: 10635650 /

Ancien Numéro de matériel: 69745403D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 3/8 (8)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	6 (152)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Poids net en lb (kg)	0 (0,04)
Poids brut en lb (kg)	0 (0,04)