

A 816

Gicleur à injection

pour le nettoyage optimal de divers instruments.



- Convient pour les chariots à injection et paniers, à visser
- Pour un nettoyage impeccable grâce à des perforations latérales

Code EAN: 4002515978849 / Numéro de matériel: 10635660 /

Ancien Numéro de matériel: 69681600D

| Famille produit                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Laveurs-désinfecteurs                             | •           |
| Laveurs-désinfecteurs, médical                    | •           |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical        | •           |
| Accessoires                                       |             |
| G 7823                                            | •           |
| G 7824                                            | •           |
| G 7825                                            | •           |
| G 7826                                            | •           |
| PG 8527                                           | •           |
| PG 8528                                           | •           |
| G 7831                                            | •           |
| PG 8535                                           | •           |
| PG 8536                                           | •           |
| PG 8581                                           | •           |
| PG 8582                                           | •           |
| PG 8582 CD                                        | •           |
| PG 8591                                           | •           |
| PG 8592                                           | •           |
| PWA 8672                                          | •           |
| PWD 8682                                          | •           |
| PWD 8682 CD                                       | •           |
| PWD 8692                                          | •           |
| Catégorie de produit                              |             |
| Gicleur à injection                               | •           |
| Domaine d'application                             |             |
| Traitement des instruments CMI                    | •           |
| Traitement des instruments dentaires              | •           |
| Traitement des instruments avec lumen             | •           |
| Caractéristiques produit                          |             |
| Matériau                                          | Inox        |
| Couleur                                           | Inox        |
| Dimensions et poids                               |             |
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)    | 0 1/8 (3)   |
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 3 9/16 (90) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)    | 0 1/2 (12)  |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)    | 3 3/16 (80) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) | 4 3/4 (120) |
| Poids net en lb (kg)                              | 0 (0,01)    |
| Poids brut en lb (kg)                             | 0 (0,01)    |