

A 817

Douille de rinçage

pour un nettoyage optimal, par ex. d'instruments ORL.



- Convient pour les chariots à injection et paniers, à visser
- Avec capuchon et collier de fixation

Code EAN: 4002515880593 / Numéro de matériel: 10706260 /  
Ancien Numéro de matériel: 69681700D

| Famille produit                              |             |
|--|-------------|
| Laveurs-désinfecteurs                        | •           |
| Laveurs-désinfecteurs, médical               | •           |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical   | •           |
| Accessoires                                  |             |
| G 7823                                       | •           |
| G 7824                                       | •           |
| G 7825                                       | •           |
| G 7826                                       | •           |
| PG 8527                                      | •           |
| PG 8528                                      | •           |
| G 7831                                       | •           |
| PG 8535                                      | •           |
| PG 8536                                      | •           |
| PG 8581                                      | •           |
| PG 8582                                      | •           |
| PG 8582 CD                                   | •           |
| PG 8591                                      | •           |
| PG 8592                                      | •           |
| PWD 8534                                     | •           |
| Catégorie de produit                         |             |
| Gicleur à injection                          | •           |
| Caractéristiques produit                     |             |
| Matériau                                     | Inox        |
| Couleur                                      | Inox        |
| Domaine d'application                        |             |
| Traitement des instruments CMI               | •           |
| Traitement des instruments dentaires         | •           |
| Traitement des instruments avec lumen        | •           |
| Dimensions et poids                          |             |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm    | 0           |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm    | 0           |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 0           |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm    | 0 1/2 (12)  |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm    | 4 3/4 (120) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 6 3/4 (170) |
| Diamètre en mm                               | 1 (24)      |
| Poids net en kg                              | 1 (0,02)    |
| Poids brut en kg                             | 1 (0,02)    |