

A 818

Capuchon de douilles de rinçage
pour bien fixer les instruments lors de l'utilisation de la douille de rinçage.



- Unité d'emballage avec 12 capuchons
- Ouverture adaptable selon l'application

Code EAN: 4002516100119 / Numéro de matériel: 10706620 /
Ancien Numéro de matériel: 69681800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Appareil de nettoyage, petit, dentaire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 13/16 (20)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 13/16 (20)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	0 13/16 (20)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Diamètre en po (mm)	0 13/16 (20)
Poids net en lb (kg)	0 (0,04)
Poids brut en lb (kg)	0 (0,04)