

A 819

Douille de rinçage

pour un nettoyage optimal des instruments avec lumen.



- Pour pointes à ultrasons magnétostrictives, par ex. Cavitrion
- Dimension intérieure 108 mm
- Comprend un capuchon avec une ouverture de Ø 10 mm
- Avec collier de fixation

Code EAN: 4002515990278 / Numéro de matériel: 10721750 /
Ancien Numéro de matériel: 68681900D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Logement	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Pointes à ultrasons [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 7/16 (10)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	4 1/2 (114)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Poids net en lb (kg)	1 (0,02)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,02)