


A 105/1

Panier supérieur

Réglable en hauteur, sans buses d'injection, pour accueillir divers instruments.



- Côté droit : 22 emplacements d'injecteurs
- Côté gauche pour accueillir des inserts
- Séchage intérieur actif d'instruments à corps creux
- Séchage intérieur actif de pièces à main et contre-angles
- Tuyau de filtration A 800 compatible avec 2 barres à injection

Code EAN: 4002515941157 / Numéro de matériel: 10777260 / Ancien Numéro de matériel: 69610501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Instruments rotatifs [nombre]	22
Instruments avec lumen [nombre]	22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	8 (202)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	11 (4,86)
Poids brut en lb (kg)	13 (5,56)
Paquet d'accessoires	
A 838 Jeu de clés [nombre]	1