


APFD 401
Complément
pour la prise en charge optimale des gobelets à médicaments.




- Convient pour la prise en charge de 60 gobelets à médicaments
- Convient pour la prise en charge de 10 APFD 402
- Équipé de 10 rangées avec un écartement des supports de 36 mm
- Hauteur maximale de la charge : 42 mm

Code EAN: 4002516152163 / Numéro de matériel: 10869810 /
Ancien Numéro de matériel: 67540101D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Famille produits/accessoires	
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour gobelet à médicaments	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Gobelet à médicaments [nombre]	60
Complément APFD 402 [nombre]	10

APFD 401
Complément
pour la prise en charge optimale des gobelets à médicaments.



Code EAN: 4002516152163 / Numéro de matériel: 10869810 /
Ancien Numéro de matériel: 67540101D

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	58
Dimension extérieure, largeur nette en mm	220
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	414
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 (75)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 5/16 (235)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	16 15/16 (430)
Poids net en kg	3 (1,22)
Poids brut en kg	4 (1,41)