

TC 900

Cadre d'habillage

Pour appareils de largeur 900 mm sans condens. vapeur ou dispositif de séchage.



- Avec porte de service verrouillable
- Le cache jusqu'au plafond doit être placé côté installation

Code EAN: 4002515991756 / Numéro de matériel: 10880700 /
Ancien Numéro de matériel: 69252003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	33 1/8 (840)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	33 5/16 (845)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	41 3/16 (1045)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	39 (990)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	33 5/16 (845)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	47 1/4 (1200)
Poids net en lb (kg)	108 (48,90)
Poids brut en lb (kg)	141 (63,90)