

DS 5

Pompe de dosage à membrane

Pour bidons de 5 litres, pour le dosage de produits liquides.



- Pour l'équipement de pompes de dosage supplémentaires
- Pour dosage de produits de lavage/rinçage, d'agents neutralisants
- Avec canne d'aspiration pour bidons de 5 litres
- Livraison : pompe/lance/ contrôle du volume de dosage et tuyaux

Code EAN: 4002515992234 / Numéro de matériel: 10880860 / Ancien Numéro de matériel: 69249001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
CA/CC	DC
Tension en V	24
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	6 3/8 (160)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 3/4 (475)
Poids net en kg	2 (0,68)
Poids brut en kg	3 (1,05)