

CM/1

Compteur de conductivité

pour mesurer la conductance et l'affichage pour le changement de la cartouche.



- Convient aux cartouches de déminéralisation totale
- Affichage optique et sonore pour le changement de cartouche
- 10 points de commutation dans une plage de 0 – 199,9 µS/cm
- Affichage sur une ligne, raccordement possible à une LED externe
- Comprend un support mural et une alimentation électrique

Code EAN: 4002516057420 / Numéro de matériel: 10889920 / Ancien Numéro de matériel: 69450002D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Familie produits/accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8060	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	110
Dimension extérieure, largeur nette en mm	125
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	52
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	6 1/8 (155)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	12 1/4 (310)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	13 7/8 (350)
Poids net en kg	4 (1,56)
Poids brut en kg	5 (2,16)