

SC

Condenseur de vapeur

Pour une déshumidification et un refroidissement optimal de l'air vicié.



- Utilisable uniquement en comb. avec le dispositif de séchage
- Connexion possible sur circuit de refroid. côté installation

Code EAN: 4002516024323 / Numéro de matériel: 10928990 / Ancien Numéro de matériel: 69251300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	30 3/8 (770)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	47 1/4 (1200)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	31 1/2 (800)
Poids net en lb (kg)	31 (14,00)
Poids brut en lb (kg)	298 (135,00)
Normes, contrôles, indicateurs	
UL	•