

FP 900

Socle

Avec tôle de fond et perforations pour dispositifs d'évacuation.



- Convient pour appareils à 2 portes de largeur 900 mm
- Cadre avec bac collecteur en inox intégré
- Pour appareils avec soupape d'évacuation ou pompe de vidange

Code EAN: 4002516031925 / Numéro de matériel: 10941870 /
Ancien Numéro de matériel: 69253005D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8616	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	35 7/16 (900)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	39 (990)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 3/8 (161)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	36 13/16 (935)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	47 1/4 (1200)
Poids net en lb (kg)	56 (25,20)
Poids brut en lb (kg)	81 (36,30)