

RP 1150

Douille, roulant

Pour app. de larg. 1150 mm, avec tôle de fond sans perf. pour vidange au sol.



- Convient pour appareils à 1 porte de largeur 1150 mm
- Roulettes pour tirer la machine en cas de maintenance
- Uniquement pour appareils avec pompe de vidange
- Accès aisé pour l'entretien

Code EAN: 4002516032472 / Numéro de matériel: 10941950 / Ancien Numéro de matériel: 69253008D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	39 (990)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	45 5/16 (1150)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	41 3/16 (1045)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	47 1/4 (1200)
Poids net en lb (kg)	79 (35,40)
Poids brut en lb (kg)	97 (43,70)