

A 500
Chariot

avec 1 niveau pour le nettoyage des verres et ustensiles de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et paniers à mailles
- Avec A 603, extension possible sur 2 niveaux

Code EAN: 4002516050421 / Numéro de matériel: 10973880 /
Ancien Numéro de matériel: 69650001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	3
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	6 1/16 (153)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	26 (660)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	31 15/16 (810)
Poids net en lb (kg)	11 (4,70)
Poids brut en lb (kg)	12 (5,00)