

A 501

Chariot

avec 4 niveaux pour le nettoyage des verres et ustensiles de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et paniers à mailles
- Avec tiroirs A 601, extension possible sur 5 ou 6 niveaux

Code EAN: 4002516050438 / Numéro de matériel: 10973890 / Ancien Numéro de matériel: 69650101D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour compléments	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	18
Compléments à mailles SPRI [nombre]	12
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	26 (659)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	28 (710)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	31 5/16 (795)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	33 7/8 (860)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	28 3/16 (715)
Poids net en lb (kg)	22 (9,80)
Poids brut en lb (kg)	69 (31,00)