

A 503

Chariot

sans niveau pour le nettoyage des verres/ustensiles de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et paniers à mailles
- Selon la hauteur, jusqu'à 6 modules peuvent être utilisés
- Barre et étau du haut amovibles

Code EAN: 4002516050445 / Numéro de matériel: 10973900 / Ancien Numéro de matériel: 69650301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Chariot avec modules complémentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	17 1/16 (433)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	33 7/8 (860)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	28 3/16 (715)
Poids net en lb (kg)	38 (17,00)
Poids brut en lb (kg)	45 (20,00)