


A 601
Complément
pour ajouter un niveau supérieur dans le chariot A 501.



- Sans bras de lavage

Code EAN: 4002516050513 / Numéro de matériel: 10973970 /
Ancien Numéro de matériel: 69660101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	3
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 5/16 (33)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	23 1/4 (590)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	30 9/16 (775)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	24 1/16 (610)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	31 1/8 (790)
Poids net en lb (kg)	5 (2,12)
Poids brut en lb (kg)	7 (2,96)