

A 603
Essai
pour ajouter un 2e niveau au chariot A 500.



- Avec bras de lavage

Code EAN: 4002516050520 / Numéro de matériel: 10973980 /
Ancien Numéro de matériel: 69660301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	3
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	22 1/4 (565)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	30 3/4 (780)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	28 (710)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	32 5/16 (820)
Poids net en lb (kg)	15 (6,80)
Poids brut en lb (kg)	31 (13,80)