

A 606

Module

par ex. pr les logements à verre de laboratoire au niveau sup. du chariot A 503



- Avec bras de lavage

Code EAN: 4002516050537 / Numéro de matériel: 10973990 /  
Ancien Numéro de matériel: 69660601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément/autre module	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 7/8 (97)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	19 15/16 (505)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 7/8 (606)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 7/16 (620)
Poids net en lb (kg)	6 (2,40)
Poids brut en lb (kg)	7 (3,00)