

A 314

Complément à mailles

pour le traitement optimal des instruments ophtalmologiques avec lumen.



- Avec une barre de rinçage pour instruments d'ophtalmologie
- Complément à maille avec couvercle amovible
- Convient surtout pour le chariot A 207

Code EAN: 4002516321262 / Numéro de matériel: 10979670 /  
Ancien Numéro de matériel: 69631400D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1 1/2 (38) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	8 13/16 (223) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	6 (151) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 (75)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 11/16 (245)
Poids net en kg	2 (0,72)
Poids brut en kg	2 (0,85)