

A 505
Chariot
avec 3 niveaux pour le nettoyage des verres et ustensiles de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et paniers à mailles

Code EAN: 4002516062998 / Numéro de matériel: 10998970 /
Ancien Numéro de matériel: 69650500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	9
Compléments à mailles SPRI [nombre]	6
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	21 7/16 (543)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	10 (4,40)
Poids brut en lb (kg)	15 (6,40)