


A 605

Module

pour le traitement optimal des tubes à essai, fioles, éprouvettes, etc.



- Avec 98 buses d'injection
- H max. 160 mm, Ø max. 20 mm
- Utilisable avec chariot A 503

Code EAN: 4002516063339 / Numéro de matériel: 10999010 /  
Ancien Numéro de matériel: 69660500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les tubes à essai	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	98
Flacons [nombre]	98
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	6 1/4 (158) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	10 (254) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	23 13/16 (604) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 5/16 (540)
Poids net en kg	10 (4,40)
Poids brut en kg	15 (6,40)