

A 506

Chariot

avec 4 niveaux pour le nettoyage des verres et ustensiles de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et paniers à mailles

Code EAN: 4002516063223 / Numéro de matériel: 10999130 /
Ancien Numéro de matériel: 69650600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	12
Compléments à mailles SPRI [nombre]	8
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	21 7/8 (555) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	25 5/8 (650) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	31 1/8 (790) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 5/16 (540)
Poids net en kg	10 (4,40)
Poids brut en kg	15 (6,40)