

A 623
Module
pour la prise en charge optimale des cylindres de mesure.



- Avec 4 buses
- Pour cylindres de mesure d'une capacité de 1-2 l
- Surfaces pivotantes pour faciliter la manipulation

Code EAN: 4002516071440 / Numéro de matériel: 11025560 /
Ancien Numéro de matériel: 69662300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour cylindres gradués	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Capacité	
Éprouvettes graduées [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	17 1/4 (437)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	10 1/16 (255)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 15/16 (608)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	19 11/16 (500)
Poids net en lb (kg)	14 (6,30)
Poids brut en lb (kg)	18 (7,80)