

A 847

Gicleur à injection  
avec surface pour le nettoyage des flacons Erlenmeyer.



- Pour les flacons Erlenmeyer jusqu'à 5 L
- Longueur buse : 127 mm
- Ø buse : 10 mm, Ø support : 142 mm
- Convient pour les modules A 313 et A 612

Code EAN: 4002516071471 / Numéro de matériel: 11025600 /  
Ancien Numéro de matériel: 69684700D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	6 3/4 (170) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	9 13/16 (249) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1 7/16 (35) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12 1/16 (305)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	11 13/16 (300)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	7 7/8 (200)
Poids net en kg	1 (0,12)
Poids brut en kg	1 (0,27)