

A 848

Gicleur à injection
avec surface pour le nettoyage des fioles jaugées.



- Pour éprouvettes graduées jusqu'à 5 L
- Longueur buse : 350 mm
- Ø buse : 10 mm, Ø support : 142 mm
- Convient pour les modules A 313 et A 612

Code EAN: 4002516071488 / Numéro de matériel: 11025610 /
Ancien Numéro de matériel: 69684800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	13 13/16 (350) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 13/16 (20) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 13/16 (20) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 13/16 (350)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	2 (50)
Poids net en kg	1 (0,30)
Poids brut en kg	2 (0,53)