


A 312
Module
pour le traitement des viscosimètres.



- Convient pour 8.0 viscosimètres max.
- Équipé de 8 buses spéciales A 867
- Distance entre les buses 118 mm de largeur, 118 mm de profondeur

Code EAN: 4002516087397 / Numéro de matériel: 11054470 /
Ancien Numéro de matériel: 69631200D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Module pour viscosimètre	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique, Silicone
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Viscosimètre [nombre]	8,0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	2 5/8 (66) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	5 1/4 (133) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	18 7/8 (479) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	19 15/16 (505)
Poids net en kg	4 (1,58)
Poids brut en kg	6 (2,33)