


A 836

Kit gicleurs à injection

pour le traitement optimal des instruments avec lumen dans le domaine dentaire.



- Pour le panier supérieur A 105/1
- Unité d'emballage avec 22 buses dentaires à injection A 833

Code EAN: 4002516204091 / Numéro de matériel: 11054660 /
Ancien Numéro de matériel: 69783600D

| | |
|--|-------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Accessoires | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Gicleur à injection | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Traitement des instruments avec lumen | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 0 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 0 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 0 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 0 1/2 (12) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 4 3/4 (120) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 6 3/4 (170) |
| Poids net en kg | 1 (0,20) |
| Poids brut en kg | 1 (0,20) |