


A 837

Kit de douilles de lavage

notamment pour le traitement optimal des instruments avec lumen du domaine ORL.



- Pour le panier supérieur A 105/1
- Avec bouchon et collier de fixation
- Unité d'emballage avec 22 gicleurs de rinçage A 817

Code EAN: 4002516204107 / Numéro de matériel: 11054690 /
Ancien Numéro de matériel: 69783700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Douille de rinçage	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 3/16 (55)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 7/8 (250)
Poids net en kg	2 (0,53)
Poids brut en kg	2 (0,53)