

A 315

Module

Pour améliorer la capacité et le traitement des instruments à corps creux.



- Augmentation capacité injecteurs de 22 à 44 pièces
- Rétrocompatibilité pour tous les A 151 sur le marché
- Tous adaptateurs dentaires/ORL et accessoires courants possibles

Code EAN: 4002516087861 / Numéro de matériel: 11055980 /
Ancien Numéro de matériel: 69631500D

| | |
|--|-----------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Accessoires | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément pour les instruments ORL | • |
| Complément/module pour les instruments dentaires | • |
| Autre complément/autre module | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox, Noir |
| Possibilité d'ajouter un filtre central | • |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments ORL | • |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Traitement des instruments avec lumen | • |
| Capacité | |
| Instruments ORL [nombre] | 22 |
| Instruments rotatifs [nombre] | 22 |
| Aspirateurs [nombre] | 22 |
| Instruments avec lumen [nombre] | 22 |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases de courant | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 145 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 492 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 542 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 10 11/16 (270) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 20 11/16 (525) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 21 5/16 (540) |
| Poids net en kg | 3 (1,35) |
| Poids brut en kg | 6 (2,35) |
| Paquet d'accessoires | |
| A 838 Jeu de clés [nombre] | 1 |