

A 841

Gicleur à injection

avec surfaces en plastique, diamètre des buses 6, longueur 210 mm, 1 pièce



- Convient pour les chariots et paniers à injection, à visser
- Fait partie du système SimpleLoad
- Unité d'emballage avec 1 buse
- Idéal pour charge avec des ouvertures de 12 à 85 mm
- Diamètre du cache supérieur : 11 mm

Code EAN: 4002516188759 / Numéro de matériel: 11056190 / Ancien Numéro de matériel: 69684100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Fait partie du système SimpleLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	8 5/16 (210) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	3 5/8 (92) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	3 7/16 (86) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 1/4 (107)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	5 1/8 (130)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	7 11/16 (195)
Poids net en kg	1 (0,03)
Poids brut en kg	1 (0,14)