

A 844

Gicleur à injection

avec surfaces en plastique, diamètre des buses 2,5, longueur 80 mm, 1 pièce.



- Convient pour les chariots et paniers à injection, à visser
- Fait partie du système SimpleLoad
- Unité d'emballage avec 1 buse

Code EAN: 4002516188780 / Numéro de matériel: 11056600 / Ancien Numéro de matériel: 69684400D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Fait partie du système SimpleLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	2 3/8 (60)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	2 3/16 (55)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	1 5/8 (40)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	2 9/16 (65)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	4 11/16 (118)
Poids net en lb (kg)	1 (0,01)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,03)