

A 860  
Grille de retenue  
pour les modules à injection A 300/2 et A 300/3



- Répartition : 2 x 4 champs
- Utilisable sur les modules à injection A 300/2 et A 300/3
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Fait partie du système SimpleLoad

Code EAN: 4002516087663 / Numéro de matériel: 11056800 /  
Ancien Numéro de matériel: 69686000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément/autre module	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	8
Largeur de compartiment en mm	4 1/2 (114)
Longueur de compartiment en mm	4 1/2 (114)
Fait partie du système SimpleLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 3/16 (30)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	13 13/16 (350)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	1 7/16 (35)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	11 13/16 (300)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	15 3/4 (400)
Poids net en lb (kg)	1 (0,10)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,18)