

A 861

Grille de retenue

pour les modules à injection A 301/4 et A 301/5



- Répartition : 3 x 6 champs
- Utilisable sur les modules à injection A 301/4 et A 301/5
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Fait partie du système SimpleLoad

Code EAN: 4002516087670 / Numéro de matériel: 11056810 /  
Ancien Numéro de matériel: 69686100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément/autre module	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	18
Largeur de compartiment en mm	2 15/16 (74)
Longueur de compartiment en mm	2 15/16 (74)
Fait partie du système SimpleLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	13 13/16 (350)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	19 1/2 (495)
Poids net en lb (kg)	1 (0,10)
Poids brut en lb (kg)	5 (1,87)