

APLW 052/1

Kit gicleurs à injection

Avec supports plastique, Ø 4 mm, longueur 175 mm.



- Convient par ex. pour panier inférieur APLW 095
- Unité d'emballage avec 39 buses d'injection
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 5 mm

Code EAN: 4002516130918 / Numéro de matériel: 11094000 /
Ancien Numéro de matériel: 69305201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	12 1/4 (310)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	12 1/4 (310)
Poids net en kg	2 (0,78)
Poids brut en kg	3 (1,05)