


APLW 000

Chariot

pour le traitement optimal des verres de laboratoire sur le niveau supérieur.



- Avec 1 bras de lavage intégré
- Pour le traitement de compléments
- Dimensions d'équipement : 484 x 525 mm

Code EAN: 4002516115281 / Numéro de matériel: 11104470 /
Ancien Numéro de matériel: 69300000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béciers	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 (532)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 1/16 (610)
Poids net en lb (kg)	10 (4,30)
Poids brut en lb (kg)	14 (6,07)