

APLW 001

Chariot

pour le traitement optimal des verres de laboratoire sur le niveau inférieur.



- Largeur de chargement max. : 470 mm
- Profondeur de chargement max. : 490 mm

Code EAN: 4002516115298 / Numéro de matériel: 11104480 /
Ancien Numéro de matériel: 69300100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les bécjers	•
Chariot pour compléments	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	135
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	582
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/8 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/8 (610)
Poids net en kg	10 (4,20)
Poids brut en kg	14 (5,90)