


APLW 002

Chariot

pour le traitement optimal de verres de laboratoire grand volume, 5 et 10 l.



- Avec 5 buses
- Pour l'intégration de max. 4 flacons de Ø max. 240 mm
- Pour l'intégration de max. 5 flacons de Ø max. 190 mm

Code EAN: 4002516115304 / Numéro de matériel: 11104490 /
Ancien Numéro de matériel: 69300200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Bouteilles [nombre]	5
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	413
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	582
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	22 7/8 (580)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/4 (565)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/4 (615)
Poids net en kg	14 (5,94)
Poids brut en kg	19 (8,49)