

APLW 003

Chariot

pour le traitement optimal de grands verres de laboratoire, jusqu'à 20 l.



Image
in progress

- Équipé de 4 buses
- Pour le traitement de max.
2 flacons de Ø max. 280 mm
- Pour prendre en charge jusqu'à
2 bouteilles de Ø 190 mm max

Code EAN: 4002516115410 / Numéro de matériel: 11104500 /
Ancien Numéro de matériel: 69300300D

| | |
|--|-----------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à injection | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Capacité | |
| Bouteilles [nombre] | 2 |
| Erlenmeyer [nombre] | 2 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 400 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 535 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 582 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 22 7/8 (580) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 22 1/4 (565) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 24 1/4 (615) |
| Poids net en kg | 12 (5,08) |
| Poids brut en kg | 17 (7,63) |