

APLW 004

Chariot

pour le traitement optimal de grands verres de laboratoire, jusqu'à 50 l.



- Avec 1 buse

Code EAN: 4002516115427 / Numéro de matériel: 11104510 /  
Ancien Numéro de matériel: 69300400D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Bouteilles [nombre]	1
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	23 3/16 (588)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	22 15/16 (582)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	29 15/16 (760)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	24 5/8 (625)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	28 3/16 (715)
Poids net en lb (kg)	11 (4,68)
Poids brut en lb (kg)	22 (9,83)