

APLW 005

Chariot

pour le traitement optimal de jusqu'à 56 pipettes.



- Pour le traitement de jusqu'à 56 pipettes disposées en diagonale

Code EAN: 4002516115434 / Numéro de matériel: 11104520 /  
Ancien Numéro de matériel: 69300500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour pipettes	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
<b>Capacité</b>	
Pipettes [nombre]	56
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	308
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	582
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	22 1/2 (570)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/8 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/8 (610)
Poids net en kg	15 (6,40)
Poids brut en kg	21 (9,20)