


APLW 006

Chariot

pour le traitement optimal de jusqu'à 121 pipettes.



- Pour le traitement de jusqu'à 121 pipettes placées verticalement

Code EAN: 4002516115441 / Numéro de matériel: 11104530 /
Ancien Numéro de matériel: 69300600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Chariot pour pipettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	121
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	195
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	14 (355)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/4 (565)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/8 (610)
Poids net en kg	11 (4,94)
Poids brut en kg	17 (7,38)