


APLW 008

Chariot

pour le traitement optimal de 3 cassettes de pipettes.



- Pour le niveau inférieur
- Dimensions de la cassette à pipettes : l 84 x h 384 x p 84 mm

Code EAN: 4002516115465 / Numéro de matériel: 11104550 /
Ancien Numéro de matériel: 69300800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Chariot pour pipettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	456
Dimension extérieure, largeur nette en mm	179
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	366
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	14 (355)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/4 (565)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/8 (610)
Poids net en kg	17 (7,64)
Poids brut en kg	22 (9,64)