

APLW 011

Panier supérieur

avec 110 emplacements d'injecteurs vides pour buses de Ø 2,5 mm.



**Image
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115496 / Numéro de matériel: 11104580 /
Ancien Numéro de matériel: 69301100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Flacons [nombre]	110
Verrerie à col étroit [nombre]	110
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	160
Dimension extérieure, largeur nette en mm	532
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	560
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 7/8 (350)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/8 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/8 (610)
Poids net en kg	12 (5,20)
Poids brut en kg	18 (7,80)