

APLW 013
Panier supérieur
avec 42 emplacements d'injecteurs vides.



- Uniquement pour une utilisation sur les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115519 / Numéro de matériel: 11104600 /
Ancien Numéro de matériel: 69301300D

| | |
|--|-------------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à injection | • |
| Panier supérieur | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Bleu, Inox, Blanc |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Capacité | |
| Verrerie à col étroit [nombre] | 42 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 160 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 534 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 569 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 14 (355) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 22 1/4 (565) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 24 1/4 (615) |
| Poids net en kg | 11 (4,55) |
| Poids brut en kg | 16 (6,95) |