

APLW 015  
Panier supérieur  
avec 16 emplacements d'injecteurs vides.



**Image  
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115571 / Numéro de matériel: 11104650 /  
Ancien Numéro de matériel: 69301500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	16
Bouteilles [nombre]	16
Erlenmeyer [nombre]	16
Ballons gradués [nombre]	16
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	160
Dimension extérieure, largeur nette en mm	532
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	560
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 1/2 (340)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/8 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	23 5/8 (600)
Poids net en kg	9 (4,00)
Poids brut en kg	15 (6,60)