

APLW 016
Panier supérieur
avec 27 emplacements d'injecteurs vides.



**Image
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115588 / Numéro de matériel: 11104660 /
Ancien Numéro de matériel: 69301600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	27
Bouteilles [nombre]	27
Erlenmeyer [nombre]	27
Ballons gradués [nombre]	27
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	260
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 1/2 (340)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	21 7/8 (555)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/4 (615)
Poids net en kg	10 (4,40)
Poids brut en kg	15 (6,62)