


APLW 018/1

Panier supérieur

équipé de 121 buses d'injection APLW 048 et 24 buses d'injection APLW 051.



- Uniquement pour une utilisation sur les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115717 / Numéro de matériel: 11104690 / Ancien Numéro de matériel: 69301801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Erlenmeyer [nombre]	24
Ballons gradués [nombre]	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	200
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	14 (355)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/4 (565)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/4 (615)
Poids net en kg	16 (6,92)
Poids brut en kg	26 (11,42)
Paquet d'accessoires	
APLW 051, gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	32
APLW 048 gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 80 mm [nombre]	121