

APLW 019

Panier supérieur

avec 121 emplacements d'injecteurs vides pour buses de Ø 2,5 mm.



**Image
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115724 / Numéro de matériel: 11104700 /
Ancien Numéro de matériel: 69301900D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	93
Dimension extérieure, largeur nette en mm	534
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	569
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	14 (355)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/4 (565)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/4 (615)
Poids net en kg	13 (5,52)
Poids brut en kg	18 (7,96)